



아그네스를 이용한 선택적 피지선 파괴술이란?

아그네스의 고주파(RF) + Microinsulated Needle 시스템이 진피에 분포하고 있는 피지선만을 선택적으로 파괴하는 원리입니다. 모근을 파괴하면 영구제모가 되듯이 피지선을 파괴하여 트러블의 근본을 치료하는 시술법입니다.

아.그.네.스. 이런 분들이 시술 받으시면 효과가 탁월합니다.

“ 노력해 봐도 지긋지긋하게 재발하는 트러블에 지친 분들께
자신있게 **아그네스**를 추천드립니다. ”

자신감도 잃고 학습 집중도도 앓아가는 사춘기 청소년 트러블

일에 치이고 사람에 치이고 스트레스 팍팍~ 성인 트러블

약 먹어도 잠깐, 치료해도 잠깐, 지긋지긋한 재발 트러블

이건 짜기도 모하고... 귀찮은 좁쌀 트러블

주렁주렁 열렸네~ 보기싫은 화농성 트러블


생리통도 힘든데 피부는 왜 이래ㅠ 주기적인 여성 트러블





트러블을 근본적으로 치료하는 시술
Ultimate Solution for Acne

아그네스!



01 피부표면에는 손상을 주지않고
트러블의 근거지인
피지선만을 선택 파괴하여
피부 개선 효과를 가져옵니다.

02 한국식약처 에서
승인받은 기기로서
안정성과 효과효능이
입증된 시술입니다.

01

02

AGNES



03

04

평균 3회 시술만으로도
재발을 막을 수 있습니다.
시술 직후 일상생활에
무리없이 복귀할 수 있습니다.

시술 이후
피부가 예민 해 지거나
피부 건조증이
거의 나타나지 않습니다.

- 여드름 생성 원리 -




여드름 병리 생리학

1. 피지선 증대
Hyperplasia of sebaceous gland
2. 여드름균 증식과 염증
Proliferation of P.acne & Inflammation
3. 모공의 과각질화
Hyperkeratinization of pore orifice

◀ 여드름은 피지선에서 발생하는 염증!! 즉, [No 피지선 = No 트러블]

- 아그네스 시술 원리 -



RF 고주파 에너지



마이크로 절연 니들



시술 원리

과 증식된 피지선을 직접적으로 파괴함으로써 트러블의 원인을 효과적으로 개선시키는 시술법입니다. 절연된 니들을 사용함으로써 표피에 화상을 입히지 않고 안전하게 피지선만을 선택적으로 제거합니다.

시술 방법

피지 공장인 피지선(Sebaceous gland)을 고주파 에너지와 절연된 마이크로 니들을 이용 해 선택적이고 효과적으로 파괴합니다.